

## PLAN DIRECTEUR RADIODIAGNOSTIC

Le plan directeur de l'examen est un outil de référence pour les candidats se présentant aux examens d'admission de l'Ordre. Il a été bâti en référence aux profils d'entrée à la profession pour la technologie de radiodiagnostic.

Niveau taxonomique des questions de l'examen		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Application des connaissances</i></li> <li>• <i>Pensée critique</i></li> <li>• <i>Jugement</i></li> </ul>		
Présentation des questions		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entre 70 et 80% sous forme de mises en situation</li> <li>• Entre 20 et 30% sans lien avec une mise en situation</li> </ul>		
Structure de l'examen		
<u>Longueur de l'examen :</u> <i>L'examen est composé de 2 portions et se déroule en une seule journée. Une portion est faite en AM et une portion est faite en PM</i>		AM : 8h50 à 12h15 PM : 13h15 à 16h40
Forme d'évaluation	<i>Nombre de questions par mise en situation</i>	Entre 3 à 7
	<i>Nombre total de questions</i>	150
	<i>Pondération</i>	1
	<i>Type de questions</i>	Choix multiples
Catégorie de compétence et pondération des questions dans l'examen		
Module	Catégorie de compétence	% de questions dans l'examen
A	Exercer la profession	4 à 9 %
B	Respecter les principes de santé et de sécurité	3 à 5 %
C	Effectuer le contrôle de la qualité	8 à 12 %
D	Prendre en charge le patient	6 à 10 %
E	Gérer l'enregistrement des données et des images	1 à 4 %
F	Gérer les substances de contraste et la médication	6 à 10 %
G	Collaborer aux interventions	2 à 5 %
H	Réaliser des examens avec l'imagerie par rayonnement X : Assurer la radioprotection Réaliser des examens radiographiques et radioscopiques Réaliser des examens d'ostéodensitométrie et de mammographie Réaliser des examens de tomodesitométrie	45 à 50 % 5 à 10 % 20 à 25 % 2 à 3 % 12 à 15 %
I	Réaliser des examens avec l'imagerie par résonance magnétique	8 à 10 %